

3d STRAŽIŠAR d.o.o.

Vnanje gorice, Pot k čuvajnici 6, PE: Podpeška cesta 174, 1351 Brezovica pri Lj. /tel: 01 365 14 50/
fax: 01 363 40 22/ e mail: info@strazisar.si / www.strazisar.si

Postopek servisiranja

Postopek servisiranja lahko vpliva na sestavne dele instrumenta.

V servisu instrument steriliziramo, razstavimo, sestavne dele očistimo v ultrazvočni banjici, jih osušimo v centrifugi, pregledamo pod mikroskopom, podmažemo, testiramo, ...

Če popravilo ni smiselno, instrumenta pogosto ne moremo povrniti v staro stanje in ga zato vrnemo razstavljenega.

PRIMER:

Pri razstavljanju kolenčnika razpade poškodovan ležaj.

Po izdanem predračunu, želite da ga vrnemo nepopravljenega.

Ker ga brez novih rezervnih delov ni mogoče sestaviti ga zato vrnemo razstavljenega.