

Pflege,
leicht.



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.

Rotationsgepflegt in 3 Sekunden.

Täglich sind Ihre wertvollen KaVo Instrumente im Einsatz. Täglich müssen sie ihre Funktionssicherheit erneut unter Beweis stellen. Für die präzise Dauerleistung im Praxisalltag muß deshalb die konsequente Pflege des zahnärztlichen Instrumentariums selbstverständlich sein:

Mit dem KaVo SPRAYrotor 3 N reinigen Sie Ihre wertvollen KaVo Instrumente hochwirksam, umweltfreundlich und äußerst wirtschaftlich.

- Durch Rotation werden selbst hartnäckige Verschmutzungen mühelos entfernt.
- Einfach zu bedienen: nur aufstecken und mit leichtem Druck automatisch den Pflegevorgang auslösen.
- Mit Druckluft werden die Spraykanäle ausgeblasen.
- Sie pflegen umweltbewußt. Denn der KaVo ROTA Spray ist FCKW-frei und biologisch abbaubar.
- Es steht immer die exakt dosierte Menge Spraymittel zur Verfügung.
- Sie pflegen zeitsparend ohne Adapterwechsel.
- Der KaVo SPRAYrotor ist mobil, handlich und braucht fast keinen Platz.

So einfach sorgen Sie für die Funktionssicherheit und Werterhaltung Ihres Instrumentariums. Täglich.

